





รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
Burette drive สำหรับเครื่อง Automatic Titrator


1. เป็น Burette drive สามารถติดตั้งเข้ากับเครื่อง Automatic Titrator ยี่ห้อ Mettler Toledo รุ่น DL55 ที่มีอยู่เดิมได้เพื่อใช้ในการไตเตรทแบบย้อนกลับหรือไตเตรทด้วยไตเตรนต์ 2 ชนิดได้โดยอัตโนมัติ
2. เป็นอุปกรณ์สำหรับต่อกับบิวเรตเพื่อควบคุม-จ่ายสารละลายไตเตรนต์อัตโนมัติ โดยมีความละเอียด 1/5000 ของปริมาตรบิวเรต
3. มีค่าความผิดพลาดสูงสุดไม่เกิน 0.3% เมื่อใช้กับ Burette ขนาด 5 10 และ 20 มิลลิลิตร
4. ระยะเวลาในการเติมสารเข้า Burette หรือปล่อยสารออกจาก Burette ไม่น้อยกว่า 20 วินาที
5. เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
6. ผู้ขายต้องสอนวิธีการใช้งานแก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
7. ส่งมอบ ติดตั้งและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


  
.....ประธานกรรมการ  
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)


  
.....กรรมการ  
(นางมาลี ชีรานุสนธิ์)


  
.....กรรมการ  
(นางกิงดาว หมอแก้ว)


  
.....กรรมการ  
(นายสรารัฐ ชูกระชั้น)

  
.....กรรมการ  
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญกุล)

  
.....กรรมการ  
(นางวัลย์กานต์ เจียมเจตจรูญ)

  
.....กรรมการ  
(นางธรรมวรรณ หุ่นไธสง)

  
.....กรรมการและเลขานุการ  
(นายกิตติพงษ์ ศิริสุทธานันท์)

  
.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางเกศยา ศรีอำไพ)

