



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
เครื่องบดผสมตัวอย่าง(Homogenizer)


1. เป็นเครื่องบดผสมตัวอย่างที่ทำให้เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตแยกออกจากกัน ได้ด้วยเม็ด Beads หรือ ball เพื่อการวิเคราะห์เกี่ยวกับสารพันธุกรรม
2. สามารถบดผสมตัวอย่างได้ไม่น้อยกว่า 16 ตัวอย่างพร้อมกัน
3. มีหลอดขนาด 2.0 มิลลิลิตร พร้อมบรรจุด้วย เม็ด Beads หรือ ball ที่ทำจากเซรามิก จำนวนไม่น้อยกว่า 100 หลอด
4. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
5. มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องจำนวน 1 ชุด
6. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
7. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขาย และบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
8. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานแก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้ดี
9. ส่งมอบ และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


 ประธานกรรมการ  
(นายไพโรจน์ อึ้งอภาส)


 กรรมการ  
(นางมาลี อีรานุสนธิ์)


 กรรมการ  
(นางกิงดาว หมอแก้ว)


 กรรมการ  
(นายสรารุช ชูกระชั้น)

 กรรมการ  
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนชญะกุล)

 กรรมการ  
(นางวลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ)

 กรรมการ  
(นางธรรมวรรณ หนูนไธสง)

 กรรมการและเลขานุการ  
(นายกิติพงษ์ ศิริสุธานันท์)

 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางเกศยา ศรีอำไพ)

