





รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)


1. เป็นเครื่องปั่นผสมสารละลายในหลอดทดลอง สามารถเขย่าหลอดทดลอง ปีกเกอร์ และพลาสติกได้
2. ตัวเครื่องทำด้วยโลหะเคลือบสี หรือโลหะไร้สนิม ที่ฐานมียางรองรับกันสั่น เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวขณะใช้งาน
3. สามารถตั้งเครื่องเขย่าใช้ได้ 2 แบบ คือ แบบต่อเนื่องและแบบเขย่าเมื่อมีแรงกดลงบนแป้นรองรับ
4. สามารถปรับอัตราเร็วของการเขย่าได้อย่างต่อเนื่องสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,700 รอบต่อนาที
5. มีแป้นรองรับภาชนะในการเขย่า ทำด้วยยาง มี 2 แบบ ดังนี้
 - 5.1 แบบถั่วเพื่อรองรับหลอดทดลองเดี่ยว
 - 5.2 แบบแป้นยางเพื่อรองรับภาชนะใส่สารกันแวน
6. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่อง 1 ชุด
7. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ตได้
8. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
9. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน CE
10. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขาย และการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
11. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


 ประธานคณะกรรมการ
(นายไพโรจน์ ช่างโอกาส)


 กรรมการ
(นายวรา วรงค์)


 กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)


 กรรมการ
(นางศศิพร ช่อลำไย)

 กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนัญญกุล)

 กรรมการ
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)

 กรรมการ
(นายนฤเบศ เนินทอง)

 กรรมการและเลขานุการ
(นายกิติยพงศ์ ศิริสุธานันท์)

 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรารุช ชูกระชั้น)