

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Rinse Concentrate สำหรับเครื่อง BactoScan

1. เป็นสารละลายที่ใช้ล้างระบบและป้องกันการตกค้าง ใช้สำหรับเครื่อง BactoScan FC ยี่ห้อ FOSS เพื่อตรวจนับจุลินทรีย์ทั้งหมดในน้ำนมดิบ
2. มีส่วนประกอบ คือ
 - 2.1 Alcohols, C12-15-branched and linear, ethoxylated propoxylated ไม่เกิน 5%
 - 2.2 Sodium hydrogencarbonate ไม่เกิน 3 %
 - 2.3 Betaines, C12-14-alkyldimethyl ไม่เกิน 3 %
 - 2.4 Sodium carbonate ไม่เกิน 3 %
 - 2.5 2,2'-oxybisethanol ไม่เกิน 3 %
 - 2.6 Amines, N-C10-C16-alkyltrimethylenedi-reaction products with chloroacetic acid ไม่เกิน 1.7 %
3. ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิลิตรต่อขวด บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
4. การรับรองคุณภาพ
 - 4.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 9 เดือน นับจากวันที่ส่งมอบ โดยระบุวันหมดอายุที่ข้างขวด
 - 4.2 มีเอกสารรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (certificate of analysis) ของ lot ที่ผลิต แนบมาพร้อมในวันส่งมอบ
 - 4.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 4.4 เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิ 15 – 35 องศาเซลเซียส ตามที่ผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด




..... ประธานอนุกรรมการ
(นายชูศักดิ์ อาจสูงเนิน)




..... รองประธานอนุกรรมการ
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)



..... อนุกรรมการ
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)



..... อนุกรรมการ
(นายศิริวัฒน์ رایณะสุข)



..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายรัชชานนท์ รักชีพ)



(นายจิรภัทร อินทร์สุข)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์