

T181/67

T181/68

T181/69


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Multi Calibration Solution for ICP-MS Thermo Scientific

1. เป็นสารละลายสำหรับใช้ปรับ mass calibration ของเครื่อง Inductive Coupled Plasma-Mass Spectrometry (ICP-MS) ยี่ห้อ Thermo Scientific เป็นชนิด setup solution หรือ multi analyte custom grade solution
2. มีส่วนประกอบของธาตุ Be, Zn, Cu, Ni, Al, Ga, Mg, Co, Li, Sc, Ag, Mn, Sr, Ba, Tl, Bi, Ce, Cs, Ho, In, Rh, Ta, Tb, U และ Y
3. ช่วงความเข้มข้นของธาตุอยู่ระหว่าง 3 ถึง 35 ไมโครกรัมต่อลิตร ที่ละลายใน 2% HNO₃ หรือ 2.5% HNO₃
4. การรับรองคุณภาพ หรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีใบรับรองคุณภาพการผลิต (certificate of analysis) แนบมาพร้อมกับ lot ของสินค้าที่ส่งมอบ โดยสามารถสอบย้อนกลับไปยังมาตรฐาน NIST ได้
 - 4.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 8 เดือน นับจากวันที่ส่งมอบ
 - 4.3 เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิตามที่ผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
 - 4.4 มี safety data sheet (SDS) แนบมาในวันส่งมอบสินค้า
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖.๖


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖.๖



..... ประธานกรรมการ
(นายชูศักดิ์ อางสูงเนิน)



..... (นายอุดม เจื้อจันท์)


ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


..... รองประธานกรรมการ
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)



..... กรรมการ
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)


..... กรรมการ
(นายศิริวัฒน์ ราษฎร์สุข)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นายรัชชานนท์ รักชีพ)


..... (นายอุดม เจื้อจันท์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


..... (นายอุดม เจื้อจันท์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์