

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Mycotoxin Calibration Standard for Fluorometer

1. เป็นสารละลายสำเร็จรูป ใช้ในการปรับตั้งค่าการทำงานของเครื่อง Fluorometer ยี่ห้อ VICAM ในการวิเคราะห์สารพิษจากเชื้อราในอาหารสัตว์
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย น้ำยา 3 ampoules ดังนี้
 - 2.1 Red ampoules เป็นสารมาตรฐานที่ทราบค่า
 - 2.2 Green ampoules เป็นตัวปรับศูนย์
 - 2.3 Yellow ampoules เป็นหลอดที่ทราบค่า mycotoxins
3. มีส่วนประกอบที่สำคัญ ดังนี้ sulfuric acid และ quinine sulfate
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
 - 4.1 มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันส่งมอบ
 - 4.2 มีใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพของ lot ที่ส่งมอบในวันส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


..... ประธานกรรมการ
(นายชูศักดิ์ อาจสูงเนิน)

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)

..... กรรมการ
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)

.....กรรมการ
(นายศิริวัฒน์ รายนะสุข)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายรัชชานนท์ รักชีพ)


(นายอุดม เจื้อจันท์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์