

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Amalgamator Tube สำหรับเครื่องวิเคราะห์ปรอท

1. เป็นหลอดแก้วปลายเปิดสองด้าน
 2. วัสดุหลอดแก้วทำจาก Quartz
 3. ภายในบรรจุ Gold amalgam
 4. สามารถใช้กับเครื่องวิเคราะห์ปรอท ยี่ห้อ Teledyne Leeman Labs รุ่น Hydra IIC ได้
 5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด
- ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.69

ประธานกรรมการ

(นายชัคกี้ อางสูงเนิน)

รองประธานกรรมการ

(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)

กรรมการ

(นายไกรวุฒิ นวลขาว)

กรรมการ

(นายศิริวัฒน์ ราชณะสุข)

กรรมการและเลขานุการ

(นายรัชชานนท์ รักชีพ)

(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์