

T365/67

T365/68

T365/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Immunoaffinity column for Aflatoxins and Sterigmatocystin analysis, 3 mL


1. เป็น columns สำเร็จรูปปริมาตรไม่น้อยกว่า 3 มิลลิลิตร ที่ใช้ในการ clean up ตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์ Aflatoxin (B₁, B₂, G₁, G₂, M₁, M₂) และ Sterigmatocystin ได้ด้วยเครื่อง HPLC หรือ LC-MS/MS
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 ภายในคอลัมน์บรรจุด้วย support beads ที่เคลือบด้วย monoclonal antibodies ที่จำเพาะกับ Aflatoxin (B₁, B₂, G₁, G₂, M₁, M₂) และ Sterigmatocystin
 - 2.2 สามารถทำงานได้ดีในขณะที่อยู่ในสารละลาย acetonitrile ที่มีความเข้มข้น 30% หรือ methanol ที่มีความเข้มข้น 40%
 - 2.3 มีสารละลาย buffer สำหรับป้องกันไม่ให้ monoclonal antibodies แห้ง
3. สามารถวิเคราะห์ Aflatoxins อยู่ในช่วง 0.05 – 1,000 ng
4. การรับรองคุณภาพ หรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 8 เดือน นับวันที่ส่งมอบ
 - 4.2 มีใบรับรองคุณภาพการผลิต (certificate of analysis) แนบมาพร้อมกับ lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
 - 4.3 เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิตามที่ผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งและส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๕

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๖



..... ประธานกรรมการ
(นายชูศักดิ์ อจาสูงเนิน)

นาง.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)


..... กรรมการ
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)


..... กรรมการ
(นายศิริวัฒน์ ราชณะสุข)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นายรัชชานนท์ รักชีพ)


(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์