

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Adaptor for 50 mL Nalgene Oak Ridge Tubes

1. เป็น adaptor ที่ใช้กับเครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลาย (centrifuge) ยี่ห้อ Thermo Scientific รุ่น Lynx 4000 โดยใช้กับ BIOFlex HS swinging bucket rotor ที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการได้
2. สามารถใช้กับหลอดปั่นเหวี่ยงแบบก้นกลม ขนาด 50 มิลลิลิตร ได้ทั้งหมด 16 หลอดต่อ adapter 1 ชุด
3. สามารถใช้กับหลอดปั่นเหวี่ยงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 28.5 มิลลิเมตร และมีความยาวไม่เกิน 114 มิลลิเมตร
4. ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 4 ชิ้นต่อชุด บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



..... ประธานกรรมการ
(นายชูศักดิ์ อางสูงเนิน)



..... รองประธานกรรมการ
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)



..... กรรมการ
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)



..... กรรมการ
(นายศิริวัฒน์ رایณะสุข)



..... กรรมการและเลขานุการ
(นายรัชชานนท์ รักชีพ)



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์