

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Setup Solution for ICP-MS PerkinElmer

1. เป็นสารละลาย setup solution สำหรับเครื่อง ICP spectrometer ยี่ห้อ PerkinElmer รุ่น NexION 5000
2. มีส่วนประกอบของธาตุ Be, Ce, Fe, In, Li, Mg, Pb และ U ที่มีความเข้มข้นของธาตุแต่ละชนิดประมาณ 200 ng/L
3. มีตัวทำละลาย คือ nitric acid (HNO₃) ที่มีความเข้มข้น 1%
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิที่ผู้ผลิตกำหนดขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
 - 4.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 8 เดือนนับจากวันส่งมอบ
 - 4.3 มีเอกสารรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (certificate of analysis) แนบมาพร้อมกับ lot ที่ผลิตแนบมาพร้อมในวันส่งมอบ และสามารถสอบย้อนกลับไปยังมาตรฐาน NIST ได้
 - 4.4 มี safety data sheet (SDS) แนบมาในวันส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


..... ประธานกรรมการ
(นายชูศักดิ์ อาจสูงเนิน)


..... รองประธานกรรมการ
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)


..... กรรมการ
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)


..... กรรมการ
(นายศิริวัฒน์ ราษฎร์สุข)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นายรัชชานนท์ รักชีพ)


(นายจิรภัทร อินทร์สุข)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์