

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

pH Electrode Filling Solution for pH meter

1. เป็นสารละลายใช้สำหรับเติมในหัววัด pH meter รุ่น 9156 BNWP หรือ รุ่น 9157 BN ยี่ห้อ Thermo Scientific Orion เป็นสารเคมีสำหรับใช้งานด้าน Ion conductivity หรือ Electrochemistry
2. มีปริมาณสารที่สำคัญ ดังนี้
 - 2.1 Potassium Chloride (KCl) 20-30 เปอร์เซ็นต์
 - 2.2 Silver Nitrate (AgNO_3) 0-10 เปอร์เซ็นต์
3. มีปริมาณน้ำ อยู่ในช่วง 60-70 เปอร์เซ็นต์
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิตามที่ผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
 - 4.2 มีใบรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ของสินค้า (Certificate of analysis) แนบมาพร้อมกับ Lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
 - 4.3 มี Safety data sheet (SDS) แนบมาในวันส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

..... ประธานกรรมการ

(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)

..... รองประธานกรรมการ

(นางสาววรารักษ์ รักษาพล)

..... กรรมการ

(นางจุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์)

..... กรรมการ

(นางสาวนิพัทธา พรหมอินทร์)

..... กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวรัญญา แก้วทิพย์)

.....

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์