

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องผสมสาร Vortex แบบ Multi-Tube

1. เป็นเครื่องเขย่าสารแบบ Vortex สามารถเขย่าได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 50 ตัวอย่างต่อครั้ง (ขึ้นกับอุปกรณ์ประกอบ)
2. มีหน้าจอแสดงความเร็วและเวลาในการทำงาน
3. มีโหมดการทำงานแบบ Pulsing
4. ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์
5. สามารถปรับความเร็วได้ตั้งแต่ 500 ถึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 2500 รอบต่อนาที
6. มีค่าความถูกต้องของความเร็วผิดพลาดไม่เกิน ± 25 รอบต่อนาที
7. สามารถตั้งเวลาการทำงานได้ตั้งแต่ 1 นาที ถึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ชั่วโมง
8. มีระยะในการเขย่าไม่เกิน 3.6 มิลลิเมตร
9. ตัวเครื่องสามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 4.5 กิโลกรัม
10. มีอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้
 - 10.1 ชุดถาดแผ่นรองข้างบน-ข้างล่าง สำหรับรองรับตัวอย่าง จำนวน 1 ชุด
 - 10.2 Rack โฟมสำหรับหลอดทดลอง (centrifuge tube) ปริมาตร 15 มิลลิลิตร จำนวน 2 อัน
 - 10.3 Rack โฟมสำหรับหลอดทดลอง (centrifuge tube) ปริมาตร 50 มิลลิลิตร จำนวน 3 อัน
 - 10.4 ชุดน็อตสกรู จำนวน 1 ชุด
11. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน CE
12. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
13. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
14. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ
15. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
16. ผู้ขายต้องสอนการใช้เครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
17. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
18. ส่งมอบและทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

เจ้าพนักงานสัตวบาล

(นายแพทย์ พงษ์เทพ)

ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

.....

ประธานอนุกรรมการ

(นายสมชาย วงศ์สมุทร)

.....


อนุกรรมการ


(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)

.....


อนุกรรมการ

(นายพีเชษฐ กุมภาว์)


.....อนุกรรมการ
(นางสาวปาริฉ ชนพรม)


.....อนุกรรมการ
(นายพงษ์พิพัฒน์ สุวัฒน์)


.....อนุกรรมการ
(นางสาวพิชญา ไผทสิทธิ์) ๒/๑๐๐๗


.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายณัฐเบศ เนินทอง)

ท.ธีร ชนศิริ

๒๕๖๓

ผู้แทนคณะผู้บริหารและบุคลากร