

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดตรวจวัดสารชนิดวัดการเรืองแสง
(Fluorescence Detector หรือ Fluorospectrophotometric Detector)


1. มีช่วงคลื่นในการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ได้ตั้งแต่ 200 ถึงไม่น้อยกว่า 650 นาโนเมตร
2. มีค่าความถูกต้องของความยาวคลื่นผิดพลาดไม่เกิน ± 3 นาโนเมตร
3. มีค่า Wavelength Reproducibility หรือ Wavelength Repeatability ผิดพลาดไม่เกิน ± 0.25 นาโนเมตร
4. มีหลอดกำเนิดแสงเป็น Xenon Lamp
5. มีค่าความไวในการวัดโดยมีค่า S/N Ratio ของน้ำ (Water Raman Peak) ไม่น้อยกว่า 1,000 หรือ 1,000 min
6. สามารถใช้งานกับส่วน HPLC ของเครื่องตรวจหายาปฏิชีวนะและสารตกค้าง (high performance liquid chromatography: HPLC) ยี่ห้อ Shimadzu ที่มีอยู่เดิมได้
7. สามารถใช้กับไฟฟ้า 220 - 240 volt 50 - 60 hertz ได้
8. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
9. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี
10. เครื่องต้องได้รับการสอบเทียบอย่างน้อย 1 ครั้ง
11. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
12. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการให้บริการหลังการขาย และจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
13. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
14. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
15. ส่งมอบพร้อมใบรับรองการสอบเทียบ ติดตั้งและทดลองจนใช้งานได้เป็นอย่างดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



.....ประธานอนุกรรมการ
(นายสมชาย วงศ์สมุทร)



.....อนุกรรมการ
(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)



.....อนุกรรมการ
(นางสาวปาริชาต ขุนพรม)



.....อนุกรรมการ
(นายชัยพร กวายนนท์)



.....อนุกรรมการ
(นายพิเชษฐ กุมภาว์)



.....อนุกรรมการ
(นายณัฐพล บุศยรัตน์)



.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายอนุเบศ เนินทอง)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.66



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์