


รายละเอียดคุณลักษณะ
เครื่องอุ่นสารละลาย (Digital Dry Bath)

1. เป็นอ่างควบคุมอุณหภูมิแบบแห้งใช้สำหรับให้ความร้อนกับสารตัวอย่างในหลอดทดลองควบคุมอุณหภูมิสามารถทำอุณหภูมิได้ตั้งแต่เหนืออุณหภูมิห้อง 5 องศาเซลเซียส ถึงไม่น้อยกว่า 130 องศาเซลเซียส และเพิ่มอุณหภูมิได้ละเอียดไม่เกิน 0.1 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถใช้งานได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 2 Block และมีหน้าจอแสดงผลที่ด้านหน้าของเครื่อง
2. มีค่า temperature resolution ไม่เกิน 0.1 องศาเซลเซียส
3. มีค่าความถูกต้องของอุณหภูมิ (Temperature Accuracy) ผิดพลาดไม่เกิน ± 0.3 องศาเซลเซียส
4. ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ (Uniformity) เบี่ยงเบนไม่เกิน ± 0.2 องศาเซลเซียส
5. ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ Microprocessor หรือ PT 1000 microsensor
6. มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้
 - 6.1 Block ที่สามารถใส่หลอดขนาด 2 มิลลิลิตร จำนวน 2 อัน
 - 6.2 Block ที่สามารถใส่หลอดขนาด 15 มิลลิลิตร จำนวน 2 อัน
7. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
8. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
9. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุด
10. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
11. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานเครื่องให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
12. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


.....ประธานคณะกรรมการ


(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)


.....กรรมการ

(นางสาวกัทริน โสภาสชัยทัตต์)


.....กรรมการ


(นางสาวพนม ไสยจิตร)


.....กรรมการ


(นางจรรยา บุญจรัสชะ)


.....กรรมการ


(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญกุล)


.....กรรมการ


(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)


.....กรรมการ

(นายนฤเบศ เนินทอง)


.....กรรมการและเลขานุการ

(นายกิติพงศ์ ศิริสุทรนันท์)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นายสรารุช ชูกระชั้น)

