



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องอุ่นสไลด์ แบบติดกล่องจุลทรรศน์

1. เครื่องอุ่นสไลด์แบบติดกล่องจุลทรรศน์ มีลักษณะดังนี้
 - 1.1 สามารถติดตั้งอยู่บนแท่นวางตัวอย่างของกล่องจุลทรรศน์ได้
 - 1.2 ตำแหน่งที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิทำจากกระจกที่มีความหนาไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตร
 - 1.4 มีความแม่นยำในการทำงานผิดพลาดไม่เกิน ± 0.16 องศาเซลเซียส
 - 1.5 สามารถควบคุมอุณหภูมิตั้งแต่อุณหภูมิห้องถึงไม่น้อยกว่า 50 องศาเซลเซียส
 - 1.6 มีชุดควบคุมการทำงานแบบ touch screen
2. มีOil immersion 1 ขวด ขนาด 250 มิลลิลิตร ชนิดไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปราศจากสาร PCB, DBP, Epoxide และ Chloroparaffin
3. มีคู่มือประกอบการใช้งาน จำนวน 1 ชุด
4. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
5. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
6. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขาย และการจัดหาอะไหล่
7. ส่งมอบและทดลองใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



.....ประธานคณะกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)



.....กรรมการ
(นางสาวภัทรีน โสภาสชัยทัตต์)



.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)



.....กรรมการ
(นางจรียา บุญจรัสชะ)


.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญกุล)


.....กรรมการ
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)


.....กรรมการ
(นายนฤเบศ เนินทอง)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิติพงศ์ ศิริสุทธานันท์)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรawat ชูกระชั้น)

