

G442/67

G442/68

G442/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดน้ำยาสำหรับล้าง Flow cell

1. เป็นชุดน้ำยาสำหรับล้าง Flow cell หลังจากตรวจวิเคราะห์ลำดับเบสด้วยเทคโนโลยี long read sequencing
ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๘
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - 2.1 Wash mix จำนวน 1 หลอด
 - 2.2 Diluent จำนวน 2 หลอด
 - 2.3 Storage buffer จำนวน 2 หลอด
3. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 3.1 สามารถย่อยสารพันธุกรรมด้วยเอนไซม์ nuclease และกำจัดสารพันธุกรรมที่ตกค้างอยู่ใน Flow cell ได้
 - 3.2 สามารถใช้ล้าง Flow cell ได้ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง (reactions)
 - 3.3 สามารถใช้ล้าง Flow cell รุ่น FLO-MIN114, FLO-PRO002 และ FLO-PRO114M สำหรับเครื่อง Nanopore sequencing device ที่ผู้ใช้มีอยู่ได้
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 เดือน นับตั้งแต่วันส่งมอบ โดยระบุวันหมดอายุ (Expiry date) ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ข้างภาชนะที่บรรจุโดยบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน
5. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 5.1 มีใบรับรองคุณภาพสินค้า (Certificate of quality) ของ Lot ที่ส่งมอบมาแสดงในวันที่ส่งมอบและรับประกันคุณภาพสินค้าตลอดอายุการใช้งาน
 - 5.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 5.3 ผู้ขายต้องมีเจ้าหน้าที่ด้านวิชาการที่สามารถสาธิตการใช้ ให้คำแนะนำ ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังการขาย
 - 5.4 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ประธานกรรมการ

(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

รองประธานกรรมการ

(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

กรรมการ

(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

กรรมการ

(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

กรรมการและเลขานุการ

(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์