

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
อาหารเลี้ยงเชื้อ Palcam Listeria Selective Agar

1. เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อใช้ในการแยกและตรวจวิเคราะห์ *Listeria* สามารถละลายน้ำได้หมด เมื่อเตรียมเป็นสารละลายสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน จะได้สารละลายใสสีแดง
2. อาหารเลี้ยงเชื้อไม่เกิน 71.9 กรัม เมื่อทำเป็นสารละลายอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปพร้อมใช้งานจะเตรียมได้ไม่น้อยกว่า 1 ลิตร จะได้สารละลายซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๑

กรัม/ลิตร



Peptone หรือ Special peptone

23.0

Starch

1.0

Sodium Chloride

5.0

Agar หรือ Agar-Agar หรือ Bacteriological Agar

10.0-13.0

D (-) Mannitol หรือ Mannitol

10.0

Ferric ammonium citrate (Ammonium iron (III) citrate)

0.5

Esculin หรือ Aesculin ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๑

0.8

Glucose

0.5

Lithium Chloride

15.0

Phenol Red

0.08

Yeast Extract

3.0

Polymyxin B sulfate หรือ Polymyxin B

0.01

Ceftazidime หรือ Ceftazidim

0.02

Acriflavin หรือ Acriflavina หรือ Acriflavine hydrochloride

0.005

pH

7.2±0.2

M145/67

M145/68

M145/69

- 4.6 เก็บรักษาที่อุณหภูมิและสภาวะตามที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙

.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุภาพร วงศ์ศรีไชย)

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙

.....รองประธานกรรมการ

(นางสาววันทนา จันทรมงคล)

.....กรรมการ

(นายณัฐพล บุศยรัตน์)

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....กรรมการ

(นางสาวรังษิยา คดีการ)

.....กรรมการ

(นางสาวเสาวภา ปานศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวกิตติลักษณ์ ไม้เลี้ยง)

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์