

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Buffer Powder สำหรับเครื่อง BactoScan

1. เป็นส่วนผสมของ sheath liquid stock solution และ staining reagent stock solution ใช้สำหรับเครื่อง BactoScan FC ยี่ห้อ FOSS เพื่อตรวจนับจุลินทรีย์ทั้งหมดในน้ำนมดิบ
2. มีส่วนประกอบ คือ
 - 2.1 Sodium hydrogen carbonate อยู่ในช่วง 25 – 50 %
 - 2.2 Sodium carbonate อยู่ในช่วง 25 – 50 %
 - 2.3 Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate อยู่ในช่วง 10 – 25 %
3. ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 600 กรัมต่อถุง บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
4. การรับรองคุณภาพ
 - 4.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 9 เดือน นับจากวันที่ส่งมอบ โดยระบุวันหมดอายุที่ข้างขวด
 - 4.2 มีเอกสารรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (certificate of analysis) ของ lot ที่ผลิต แนบมาพร้อมในวันส่งมอบ
 - 4.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 4.4 เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิตามที่ผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙

(นายอุดม เจือจันทร์)

ประธานกรรมการ

(นายชูศักดิ์ อาจสูงเนิน)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

รองประธานกรรมการ

(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)

กรรมการ

(นายไกรวุฒิ นวลขาว)

กรรมการ

(นายศิริวัฒน์ رایณะสุข)

หัวหน้ากรรมการและเลขานุการ

(นายรัชชานนท์ รักชีพ)

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์