


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Particle Control Sample สำหรับเครื่อง BactoScan

T024/67
T024/68
T024/69

1. เป็นสารละลายที่ใช้ทดสอบและปรับแสงภายในระบบ ใช้สำหรับเครื่อง BactoScan FC ยี่ห้อ FOSS เพื่อตรวจนับจุลินทรีย์ทั้งหมดในน้ำนมดิบ
2. ประกอบด้วยอนุภาคพลาสติกย้อมสีที่แขวนลอยอยู่ในบัฟเฟอร์
3. ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 20 มิลลิลิตรต่อขวด บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
4. การรับรองคุณภาพ
 - 4.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ส่งมอบ โดยระบุวันหมดอายุที่ข้างขวด
 - 4.2 มีเอกสารรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (certificate of analysis) ของ lot ที่ผลิต แนบมาพร้อมในวันส่งมอบ
 - 4.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485
 - 4.4 เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิ 2 – 8 องศาเซลเซียส ตามที่ผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.68
ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.69.



..... ประธานกรรมการ
(นายชูศักดิ์ อางสูงเนิน)



.....
(นายอุดม เจื้อจันทร)


ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



..... รองประธานกรรมการ
(นางสาวรยา ตั้งศิริทรัพย์)


..... กรรมการ
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)


..... กรรมการ
(นายศิริวัฒน์ رایณะสุข)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นายรัชชานนท์ รักชีพ)


(นายอุดม เจื้อจันทร)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


(นายอุดม เจื้อจันทร)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์