

T032/67

T032/68

T032/69


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Tuning solution for ICP-MS สำหรับธาตุ 5 ชนิด

1. เป็นสารละลายสำหรับใช้ปรับตั้งเครื่อง (tuning solution) ของเครื่อง inductive coupled plasma - mass spectrometry (ICP-MS) ยี่ห้อ Agilent สำหรับใช้งานด้าน analytical chemistry หรือ ICP-MS หรือเป็นชนิด multi analyte custom grade
2. มีส่วนประกอบของธาตุ Ce, Co, Li, Tl และ Y ที่มีความเข้มข้นของธาตุแต่ละชนิด อยู่ในช่วง $10 \pm 1.0 \mu\text{g/mL}$
3. มีตัวทำละลาย คือ nitric acid (HNO_3) ที่มีความเข้มข้นอยู่ในช่วง 2 - 7%
4. การรับรองคุณภาพ หรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีใบรับรองคุณภาพการผลิต (certificate of analysis) แนบมาพร้อมกับ lot ของสินค้าที่ส่งมอบ โดยสามารถสอบย้อนกลับไปยังมาตรฐาน NIST ได้
 - 4.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 8 เดือน นับจากวันที่ส่งมอบ
 - 4.3 เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิตามที่ผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
 - 4.4 มี safety data sheet (SDS) แนบมาในวันส่งมอบสินค้า
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๘

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๙



(นายชูศักดิ์ อางสูงเนิน)

ประธานกรรมการ



(นายอุดม เจื้อจันท์)


ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

รองประธานกรรมการ

(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)

กรรมการ


(นายไกรวุฒิ นวลขาว)



(นายศิริวัฒน์ ราษฎร์สุข)


กรรมการและเลขานุการ

(นายรัชชานนท์ รักชีพ)



(นายอุดม เจื้อจันท์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจื้อจันท์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์