

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

SPE Polymeric Weak Anion-Exchange, 200 mg/3 mL

1. เป็น Solid Phase Extraction (SPE) คอลัมน์มีลักษณะเป็นทรงกระบอกทำด้วยพลาสติก สามารถบรรจุสารละลายในคอลัมน์เหนือ sorbent ได้ไม่น้อยกว่า 3 มิลลิลิตร ใช้สำหรับ clean-up ตัวอย่างในการวิเคราะห์สารกลุ่ม Per - and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS)
2. Sorbent phase มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 เป็นชนิด weak anion-exchange
 - 2.2 มี particle size ประมาณ 100 ไมโครเมตร
 - 2.3 มี pore size ประมาณ 300 อังสตรอม
3. ขนาดบรรจุ 50 ชิ้น/กล่อง คอลัมน์บรรจุในภาชนะที่สามารถกันแสง อุณหภูมิและความชื้นได้อย่างดี บรรจุจากผู้ผลิตโดยตรง
4. การรับรองคุณภาพ
 - 4.1 ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 4.2 มีเอกสารรับรองคุณภาพการผลิต แนบมาพร้อมกับ lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
 - 4.3 ผู้เสนอราคาต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ทดลองใช้อย่างน้อย 10 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๑

..... ประธานกรรมการ
(นายชูศักดิ์ อาจสูงเนิน)

..... รองประธานกรรมการ
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)

..... กรรมการ
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)

..... กรรมการ
(นายศิริวัฒน์ رایณะสุข)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นายรัชชานนท์ รักชีพ)

.....
(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....
(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์